

Số: /CV-BV  
V/v Mua hóa chất xét nghiệm, hóa chất  
khác phục vụ khám, chữa bệnh.

Hoàng Su Phì, ngày tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hà Giang.

Căn cứ công văn số 756SYT-NVD ngày 08/04/2022 của Sở Y tế Hà Giang, V/v Thực hiện mua thuốc ngoài kết quả đấu thầu năm 2022-2023.

Qua rà soát các mặt hàng hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm thiết yếu để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh theo kết quả đấu thầu được phân bổ. Hiện tại đơn vị đang sử dụng máy xét nghiệm huyết học **Mythich 18** nhưng trong kết quả đấu thầu không có “Dung dịch đăng trưng dùng để pha loãng tế bào, đo mức trắng hemoglobin nhằm đếm các thành phần bạch cầu. Dùng kèm dung dịch li giải” dùng riêng cho Máy **Mythich 18**. Và một số hóa chất dùng cho Nội kiểm khác.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì lập nhu cầu cần sử dụng một số hóa chất xét nghiệm các loại để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, cụ thể như sau:

(Có bảng chi tiết kèm theo)

Kính mong Sở Y tế xem xét, phê duyệt cho đơn vị được mua hóa chất xét nghiệm ngoài kết quả đấu thầu tập trung năm 2022-2023, để phục vụ công tác chuyên môn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BGĐ bệnh viện;
- Các TV HĐT và ĐT;
- Lưu VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Sin Đức Văn**

## II. Danh mục hóa chất xét nghiệm.

(kèm theo công văn số : /CV-BV, ngày tháng 7 của BV ĐKKV Hoàng Su Phì)

TT	Tên Hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Phân nhóm	Quy cách đóng gói	Số lượng
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Dung dịch đẳng trương	*Dung dịch đẳng trương dùng để pha loãng tế bào, đo mức trắng hemoglobin nhằm đếm các thành phần bạch cầu. Dung kèm dung dịch li giải	Can		20 lít/thùng	10
2	Hóa chất chuẩn thường quy	*Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức cho máy xét nghiệm huyết học tự động hoặc bán tự động dùng nguyên lý trở kháng. Có thể dùng với phương pháp thủ công;	Lọ		6 x 2.5mL	1
3	Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức cho máy xét nghiệm huyết học	*Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức cho máy xét nghiệm huyết học tự động hoặc bán tự động dùng nguyên lý trở kháng. Có thể dùng với phương pháp thủ công;	Lọ		6 x 2.5mL	1
4	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi.	Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Metylen Blue chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng	Chai		Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng	10
<b>Cộng: 04 Khoản</b>						